

perfetti contatti in COMPOSITO

ENA  matrix



- > anello di bloccaggio NiTi
- > cunei anatomici
- > matrici sezionali anatomiche
- > pinze speciali

PIÙ FACILE DI UNA MATRICE TRADIZIONALE PIÙ PRECISA DI UNA MATRICE SEZIONALE



> **ANELLO** interamente in nickel titanio per una eccezionale resistenza e memoria elastica che garantisce grande durata e contatti sempre precisi. Alette in plastica autoclavabili rinforzate con fibre di vetro, disponibile nella misure "premolare" e "molare"



> **MATRICI** anatomiche di forma verticale con creste marginali per ridurre i tempi di rifinitura. Si bruniscono perfettamente. Alette con foro consentono, con l'apposita pinzetta, posizionamento e rimozione senza problemi.



> **CUNEI** si adattano anatomicamente alla zona interprossimale e consentono di sigillare completamente sia vestibolarmente che lingualmente

Caso eseguito con Enamel plus Bio Function dal Dr. Francesco Simoni



MICERIUM S.p.A.

Via G. Marconi, 83

16030 Avegno (GE) - Italy

Tel. 0185 7887 870 • Fax 0185 7887 970

www.micerium.it • email: ordini@micerium.it

